

The **KMINA WHEEL CHAIR RAMP** is used to overcome obstacles up to 1/4" in height, especially for transition profiles between two types of floors, although it can also be used to overcome cables or other objects.

INSTRUCTIONS FOR USE

The initial size of the ramp is 35.5" and the cutting slots are every 2", which will allow the ramp to be cut to a minimum of 23.5". 1. Measure the gap in your door frame and select the groove that best fits the door frame. 2. Using a cutter, knife or blade, use the guide to cut to the desired size. 3. Position the ramp between the door frame.

WARNINGS

- Any serious incident involving the product must be reported to the manufacturer and to the competent authority of the Member State in which the user and the patient are established.
- Do not remove the sticker provided on the product. If necessary, note the batch of the product so that the manufacturer can be notified in the event of an accident.
- Inspect periodically for any wear or damage.

CLEANING AND MAINTENANCE

Clean with a damp cloth, avoid alcohols or solvents and avoid exposure to direct sunlight for long periods of time.

WARRANTY

KMINA warrants this device to be free from defects. The warranty will remain in force for 3 years from the date of original purchase by the consumer. The warranty does not extend to parts exposed to natural wear and tear that require periodic replacement.

La **RAMPA SILLA DE RUEDAS KMINA** sirve para salvar obstáculos de hasta 6 mm de altura, especialmente para perfiles de transición entre dos tipos de suelo, aunque se puede usar también para salvar cables u otros objetos.

INSTRUCCIONES DE USO

El tamaño inicial de la rampa es de 90 cm y las ranuras de corte son cada 5 cm lo que permitirá cortar la rampa hasta un mínimo de 60 cm. 1. Mida el espacio que tiene el marco de su puerta y seleccione la ranura que mejor se ajuste al marco de la puerta. 2. Utilizando un cúter, navaja o cuchilla, ayúdese de la guía para cortar por la medida deseada. 3. Coloque la rampa entre el marco de la puerta.

ADVERTENCIAS

- Cualquier incidente grave relacionado con el producto debe notificarse al fabricante y a la autoridad competente del Estado miembro en el que estén establecidos el usuario y el paciente.
- No retirar la pegatina que viene en el producto. Si fuese necesario, anotar el lote del producto para poder indicar al fabricante en caso de accidente.
- Inspeccione periódicamente para detectar cualquier desgaste o daño.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Limpiar con trapo húmedo, evitar alcoholes o disolventes y la exposición a luz solar directa durante largos periodos de tiempo.

GARANTÍA

KMINA garantiza que este dispositivo está libre de defectos. La garantía permanecerá vigente durante 3 años desde la fecha de compra original del consumidor. La garantía no se extiende a piezas expuestas a un desgaste natural que requieran un reemplazo periódico.

Die **ROLLSTUHLRAMPE KMINA** dient zur Überwindung von Hindernissen bis zu einer Höhe von 6 mm, insbesondere für Übergangsprofile zwischen zwei Bodenarten, kann aber auch zur Überwindung von Kabeln oder anderen Gegenständen verwendet werden.

GEBRAUCHSANWEISUNG

Die ursprüngliche Größe der Rampe beträgt 90 cm, und die Schneideschlitz sind alle 5 cm, so dass Sie die Rampe auf mindestens 60 cm zuschneiden können. 1. Messen Sie den Spalt in Ihrem Türrahmen und wählen Sie die Nut aus, die am besten in den Türrahmen passt. 2. Schneiden Sie die Rampe mit einem Cutter, Messer oder einer Klinge anhand der Führung auf die gewünschte Größe zu. 3. Legen Sie die Rampe zwischen den Türrahmen.

WARNUNGEN

- Jeder schwerwiegende Zwischenfall mit dem Produkt muss dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats, in dem der Anwender und der Patient ansässig sind, gemeldet werden.
- Der Aufkleber auf dem Produkt darf nicht entfernt werden. Notieren Sie gegebenenfalls die Charge des Produkts, damit der Hersteller im Falle eines Unfalls benachrichtigt werden kann.

REINIGUNG UND WARTUNG

Reinigen Sie es mit einem feuchten Tuch, vermeiden Sie Alkohole oder Lösungsmittel und setzen Sie es nicht über längere Zeit direkter Sonneneinstrahlung aus.

GARANTIE

KMINA garantiert, dass dieses Gerät frei von Mängeln ist. Die Garantie gilt für 3 Jahre ab dem Datum des ursprünglichen Kaufs durch den Verbraucher. Die Garantie erstreckt sich nicht auf Teile, die einem natürlichen Verschleiß unterliegen und regelmäßig ersetzt werden müssen.

La **RAMPE POUR FAUTEUILS ROULANTS KMINA** est utilisée pour franchir des obstacles jusqu'à une hauteur de 6 mm, en particulier pour les profils de transition entre deux types de sol, mais elle peut également être utilisée pour franchir des câbles ou d'autres objets.

MODE D'EMPLOI

La taille initiale de la rampe est de 90 cm et les fentes de coupe sont situées tous les 5 cm, ce qui permet de couper la rampe à un minimum de 60 cm. 1) Mesurez l'espace dans le cadre de votre porte et sélectionnez la rainure qui s'adapte le mieux au cadre de la porte. 2) A l'aide d'un cutter, d'un couteau ou d'une lame, utilisez le guide pour couper à la taille souhaitée. 3) Placez la rampe entre le cadre de la porte.

AVERTISSEMENTS

- Tout incident grave impliquant le dispositif doit être signalé au fabricant et à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel l'utilisateur et le patient sont établis.
- Ne pas retirer l'autocollant apposé sur le produit. Si nécessaire, noter le lot du produit afin de pouvoir avertir le fabricant en cas d'accident.
- Inspecter régulièrement l'appareil pour vérifier qu'il n'est pas usé ou endommagé.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Nettoyer avec un chiffon humide, éviter les alcools ou les solvants et éviter l'exposition à la lumière directe du soleil pendant de longues périodes.

GARANTIE

KMINA garantit que cet appareil est exempt de tout défaut. La garantie restera en vigueur pendant 3 ans à compter de la date d'achat initial par le consommateur. La garantie ne s'étend pas aux pièces exposées à l'usure naturelle qui nécessitent un remplacement périodique.

La **RAMPA PER SEDIE A RUOTA KMINA** viene utilizzata per superare ostacoli fino a un'altezza di 6 mm, in particolare per i profili di transizione tra due tipi di pavimento, ma può essere utilizzata anche per superare cavi o altri oggetti.

ISTRUZIONI PER L'USO

La dimensione iniziale della rampa è di 90 cm e le fessure di taglio sono ogni 5 cm, il che consente di tagliare la rampa a un minimo di 60 cm. 1. Misurare lo spazio nel telaio della porta e selezionare la scanalatura che meglio si adatta al telaio della porta. 2. Con un tagliarino, un coltello o una lama, utilizzare la guida per tagliare nella misura desiderata. 3. Posizionare la rampa tra il telaio della porta.

AVVERTENZE

- Qualsiasi incidente grave che coinvolga il dispositivo deve essere segnalato al produttore e all'autorità competente dello Stato membro in cui si trovano l'utente e il paziente.
- Non rimuovere l'adesivo sul prodotto. Se necessario, annotare il lotto del prodotto per poterlo comunicare al produttore in caso di incidente.
- Ispezionare regolarmente il prodotto per verificare che non sia usurato o danneggiato.

PULIZIA E MANUTENZIONE

Pulire con un panno umido, evitare alcoli o solventi ed evitare l'esposizione diretta alla luce del sole per lunghi periodi di tempo.

GARANZIA

KMINA garantisce che questo dispositivo è privo di difetti. La garanzia rimarrà in vigore per 3 anni dalla data di acquisto originale da parte del consumatore. La garanzia non si estende alle parti esposte all'usura naturale che richiedono una sostituzione periodica.

